

Protac

PROSENBA

POSITIONERINGSLIGELEMENT

Sarkow b.v.



een hulp voor kalmering en sensorische stimulatie

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** stimuleert het sensorische systeem en draagt bij in het creëren van een beter lichamelijk welzijn.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** is ontworpen op de basistheorie van sensorische integratie van de ergotherapeut en psycholoog A. Jean Ayres.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** is werkzaam door het gewicht van de losse ballen die druk geven op drukpunten van het lichaam, waarbij zowel de gewaarwording van aanraking (oppervlakkige sensibilliteit) als de gewaarwording van spieren en gewrichten (diepe sensibilliteit) worden gestimuleerd.

De oefening van deze druk zorgt voor meer vertrouwen. Daarom geeft het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** een kalmerende werking.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** wordt gefabriceerd met verschillende soorten ballen. Het element met alleen de plastic ballen zorgt voor het grootste gewicht en druk met als gevolg de sterkste stimulatie van het sensorische systeem.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** met een mix van plastic ballen en polystyreen korrels is lichter en geeft hierdoor een mildere stimulatie van het sensorische systeem.



Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** met alleen polystyreen korrels zorgt voor de lichtste stimulatie van het sensorische systeem.



Stimulatie door middel van spelen

Kinderen vinden het leuk om met het ligelement te spelen.

Zij kunnen zich eronder verstoppen, of een kind kan het ligelement om zich heen wikkelen.

De stimulerende werking van de ballen heeft een kalmerende werking op het kind en vergroot de aandacht. Een beter concentratie vermogen zorgt voor verbetering van motorische training en leerprocessen.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** kan gebruikt worden bij o.a.:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ADHD | Multiple Sclerose |
| Anorexia | Pijn |
| Angst | Parkinson |
| CVA | Psychoses |
| Ataxie | Schizofrenie |
| Autisme | Verstoorde sensorische integratie |
| Hersenbeschadiging | Slaap problemen |
| Concentratie problemen | Spasticiteit |
| Doof en Blindheid | Stress |
| Depressiviteit | Gevoelstoornissen |
| Dementie | Gilles de la Tourette |
| Huntington | ect. |
| Hyperactiviteit | |

Gebruiksaanwijzing:

Toepassingsmogelijkheden

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** is op vele manieren te gebruiken. Het kan als een dekbed gebruikt worden. Wanneer het om het lichaam is gewikkeld wordt de druk van de balletjes het best gevoeld. Ook kan men er bijvoorbeeld bovenop gaan liggen, zich ermee inpakken of er gewoon onder kruipen.

het kind met het ligelement te laten spelen alvorens ze eronder gaan slapen. Ze kunnen bijvoorbeeld een holletje maken of er plat op hun buik onder gaan liggen zodat het kind zelf ervaart dat het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** heel plezierig is. Het kind kan ook op de bank of een stoel zitten met het ligelement om zich heen. Tevens is het een goed idee om familieleden, medewerkers en begeleiders het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** te laten uitproberen, zodat zij het effect van het ligelement ook zelf ervaren.



Intensiteit van gebruik

De intensiteit van gebruik is per individu verschillend en hangt af van de hoeveelheid stimulans die nodig is en hoe op deze stimulans wordt gereageerd.

Velen gebruiken het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** om onder te slapen, anderen gebruiken het af en toe voor een korte periode, om rustiger te worden. Het effect van het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** wordt vrij snel waargenomen. Als het de gebruiker helpt, zal hij snel kalmeren door de druk die de balletjes op het lichaam uitoefent. Het effect wordt meestal in de loop van een paar weken duidelijk.

Het is belangrijk om erop te letten dat de gebruiker niet teveel geprikkeld wordt. Dit kan het geval zijn wanneer de gebruiker te veel slaapt, het gevoel heeft zich niet vrij te kunnen bewegen of daarentegen hyperactief wordt.

Ingebruikname van het positioneringselement

Wij raden aan het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** gedoseerd te introduceren. Begin met een korte periode en voer de intensiteit van het gebruik langzaam op al naar gelang de resultaten. Wanneer de gebruiker een kind is, wordt aangeraden om eerst

Productinformatie

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** is rechthoekig, en bestaat uit losse doorgestikte segmenten waarin de balletjes zitten. De tijk is gemaakt van 100% katoen of brandwerend Trevira CS. Het is gevuld met plasticballen en/of polystyreenkorrels. Het ligelement met de brandwerende tijk is getest en voldoet aan de norm van de NT FIRE 037 brandveiligingsstandaard.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** gevuld met polystyreenkorrels bevat kleine deeltjes en is daarom niet geschikt voor gebruik zonder toezicht bij kinderen onder de 3 jaar.

Wasvoorschrift



Het gebruik van een overtrekhoes verdient aanbeveling om onnodig vuil worden te voorkomen. Het element is geschikt voor de wasmachine (wasmachinecapaciteit min. 16 kg. (35lbs)). Voor meer informatie verwijzen wij naar de label aan het **POSITIONERINGSLIGELEMENT**.

Het **POSITIONERINGSLIGELEMENT** is gepatenteerd door Protac DK.

Protac

PROSENBA ZITKUSSEN

Sarkow b.v.



Gebruiksaanwijzing:

Het **ZITKUSSEN** is speciaal geschikt voor kinderen die moeilijk stil kunnen zitten, bv. wegens concentratie moeilijkheden, balans problemen of stoornissen in hun sensibiteit.

Het **ZITKUSSEN** wordt ook thuis gebruikt, wanneer het kind moet eten of aan een tafel zit te spelen. Als alternatief kan het **ZITKUSSEN** ook onder de voeten worden gelegd.

De gevoelszenuwen van zowel het lichaam als van de voeten van het kind worden hierdoor gestimuleerd. Het kind wordt meer bewust van het lichaam. Door training van de gevoelsmotoriek gebruikt men het **ZITKUSSEN** b.v. in een hangmat of tijdens activiteiten op een rolplank.

Het **ZITKUSSEN** wordt ook voor volwassenen gebruikt bij revalidatie van stoornissen in balans, sensibiteit en wegens concentratie problemen.

Gebruikstijd

Het **ZITKUSSEN** kan dagelijks gebruikt worden. Het kind beweegt zich steeds op het kussen, hierdoor

wordt het **ZITKUSSEN** niet als hard ervaren. Gebruikt men het **ZITKUSSEN** in verband met verlammingen en sensibiliteitsstoornissen, dan wordt aangeraden niet te lang op het **ZITKUSSEN** te zitten, daar het een te grote druk tot gevolg heeft.

Productbeschrijving

Het **ZITKUSSEN** is gevuld met plastic balletjes van 38 mm. Het zitkussen wordt standaard geleverd met een katoenen tijk die aan de onderkant is voorzien van antislip materiaal zodat het kussen niet schuift als men er op gaat zitten.

Verder zijn er banden in de hoeken om aan de stoelpoten vast te binden, de banden van het Tripp Trapp-kussen worden onder de zitting gebonden.

Was en onderhoud

Het **ZITKUSSEN** kan op 40 graden in de wasmachine gewassen worden. Het **ZITKUSSEN** droogt gewoon in de buitenlucht, maar kan ook in een koude (max. 30 graden) droogtrommel gedroogd worden. Zie gebruiksaanwijzing op het **ZITKUSSEN**.

Sarkow b.v.
revalidatiehulpmiddelen

Klokhoeck 16B
NL- 3833 GX LEUSDEN
Tel.: 033-432 00 44
Fax: 033-432 19 27
E-mail: info@sarkow.nl
Internet: www.sarkow.nl